

Therapy Times MVP Preis: Dynamic Stair Trainer



Gehört zu den wertvollsten Produkten der medizinischen Industrie!

"Die Physiotherapeuten am St. John's Rehabilitationszentrum stellten fest, dass sie im Verlauf des Rehabilitationsprozesses zu einem früheren Zeitpunkt mit dem Treppensteiger beginnen konnten. Die Höheneinstellung des Treppensteigers vereinfachte die individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der Patienten und damit die Behandlung. Die Verstellbarkeit erwies sich zudem als zeitsparend. Sie machte es überflüssig, den Patienten zum Üben in ein Treppenhaus zu bringen. Darüber hinaus gestattete das Gerät den Therapeuten durch die allmähliche Erhöhung der Stufen die schrittweise Erschwerung des Treppensteigens. Die Therapeuten befanden, dass die Handsteuerung leicht zu benutzen war und sich das Gelände einfach anpassen ließ. Die Patienten zeigten sich weniger ängstlich und erlebten geringere Frustrationen und Schmerzen als es normalerweise bei nicht einstellbarem Treppensteigern der Fall ist. Die Patienten berichteten über größere Erfolgserlebnisse sowie ein Gefühl der Sicherheit und des Selbstvertrauens. Die Physiotherapeuten setzten den DST mit Vorliebe ein und hätten gerne ein solches Gerät für ihre Rehabilitationsabteilung."

Elizabeth Pretorius, Physiotherapeutin, Medizinische Physiotherapeutin, NCS



DER DST IST EINE EINZIGARTIGE KOMBINATION VON EINSTELLBAREN TREPPEN UND PARALLEL VERLAUFENDEM GELÄNDER FÜR UMFASSENDE GEHÜBUNGEN.

DER DST IST EIN FORTSCHRITTLICHES UND KOSTENEFFEKTIVES REHABILITATIONSGERÄT, DAS PATIENTEN DIE REALISIERUNG IHRER Vollen REHABILITATIONSPOTENTIALS ERMÖGLICHT.

MIT SEINEM NEUEN ATTRAKTIVEN ZUBEHÖR KÖNNEN JETZT NOCH MEHR PATIENTEN DIE VORTEILE DES DST NUTZEN!

Einzigartige Vorteile:

- Lösung für Gangtraining & Treppen.
- Individuell für die Bedürfnisse des Patienten programmierbar.
- Patienten können alleine üben.
- Erhöht die Motivation der Patienten.
- Beschleunigt die Erholung.
- Spart dem Therapeuten Zeit und Mühe.
- Dokumentiert den Fortschritt des Patienten.

Wesentlich für:

- Allgemeine Rehabilitationszentren.
- Pädiatrische Rehabilitationszentren.
- Abteilungen für Physiotherapie.
- Kardiologische Rehabilitationszentren.
- Rehabilitationszentren im Bereich Sport.
- Pflegeheime mit erweiterter Betreuung.

Leistungen umfassen:

- Einstellung der Stufenhöhe mit Drucktasten und Handsteuerung.
- Eine große Digitalanzeige gestattet einfache Dokumentierung und Motivierung des Patienten.
- Höhe und Breite des Geländers sind einfach einzustellen.
- Eine rutschfeste Auflage erhöht die Sicherheit.
- Zugänglich für Rollstuhlfahrer.

EINFACH ZU BEDIENEN



Ein einfacher Tastendruck stellt die Höhe der Stufen auf die Bedürfnisse Ihres Patienten ein.
Die Reichweite der Einstellung: von 0 bis 16,5 cm. (6.5 in.).

DST ZUBEHÖR



RSR - UMRÜSTBARE TREPPENRAMPE

Ein gemäßigtes Gefälle – für einige Patienten leichter zu begehen. Durch Umliegen eines Hebels lässt sich der RSR mit drei zusätzlichen kleinen Stufen ausrüsten. Dies bietet insgesamt sieben Stufen! Geeignet für Patienten, die Stufen auf einer Rampe begehen können.




LHR - LANGE HANDLÄUFE

Besonders lange Handläufe für Physiotherapeuten, die den Einsatz des DST mit regulärem, parallel verlaufendem Geländer ausdehnen möchten. Der LHR ist 50 cm länger als herkömmliche Handläufe und bietet 275 cm mit horizontal verlaufendem Geländer.



WAH - BREITE DES HANDLAUFS RECHTS UND LINKS EINSTELLBAR

Ein einziges WAH-1000 Accessoire gestattet dem Therapeuten die einfache Verringerung des Abstandes zwischen den Handläufen von bis zu 12 cm. Der Einsatz von zwei WAH-1000 Accessoires erlaubt die Zentrierung des Patienten auf den Stufen oder die Benutzung durch Kinder.



CSRC - Convertible Treppenrampe Curb

Das Convertible Treppenrampe Curb verbessert vom Boden bis zur Rampe Übergang der Patienten. Es beinhaltet alle Vorteile der RSR und vieles mehr!

Großhändler:

Patentiert:

Hersteller:

