

# Prêmio MVP do Therapy: Dynamic Stair Trainer



Entre os Produtos Mais Valiosos na Indústria de Terapia!

“Os terapeutas físicos do hospital de reabilitação St. John’s iniciam a prática de treinamento em degraus em estágio muito cedo no processo de reabilitação.

A altura ajustável dos degraus tornam fácil individualizar o tratamento dos pacientes para atender às suas necessidades específicas. Os ajustes também economizam tempo.

Ele elimina a necessidade de levar os pacientes à uma escadaria. Mais ainda, isto permite aos terapeutas gradualmente aumentar a dificuldade Dos degraus ao aumentar a altura deles.

Os terapeutas descobriram que os controles manuais são muito fáceis de usar e os corrimões fáceis de ajustar. Os pacientes têm menos receios e menos frustrações e dores, normalmente associadas com degraus não-ajustáveis. Os pacientes relatam um maior senso de sucesso, segurança e auto-confiança. Os terapeutas físicos que experimentaram o Dst gostariam de ter um no departamento de reabilitação.”

Elizabeth Pretorious, PT, MPT, NCS



**O DST É UMA SINGULAR COMBINAÇÃO DE DEGRAUS AJUSTÁVEIS E BARRAS PARALELAS PARA T REINAMENTO COMPREENSIVO DO ANDAR.**

**O DST É UMA AVANÇADA FERRAMENTA CUSTO-EFETIVA QUE PERMITE AOS PACIENTES ATINGIR T ODO O SEU POTENCIAL DE REABILITAÇÃO.**

**AGORA MAIS PACIENTES PODEM SE BENEFICIAR DO DST COM SEUS NOVOS E EXCITANTES ACESSÓRIOS!**

## BENEFÍCIOS SINGULARES:

- Solução compreensiva para treinamento do andar e subir escadas.
- Programado individualmente para as necessidades do paciente.
- Os pacientes podem se exercitar sozinhos.
- Aumenta a motivação do paciente.
- Acelera a recuperação.
- Economiza o tempo e os esforços do terapeuta.
- Documenta o progresso do paciente.

## ESSENCIAL PARA:

- Centros de reabilitação geral.
- Centros pediátricos de reabilitação.
- Departamentos de terapia física.
- Centros de reabilitação cardíaca.
- Centros de reabilitação esportiva.
- Enfermagem profissional e facilidades extensas de cuidados.
- Ambulatórios.

## AS CARACTERÍSTICAS INCLUEM:

- Ajuste de altura da escada com controle manual de botão.
- Grande tela digital para melhor documentação e motivação do paciente.
- A altura e a largura do corrimão são fáceis de ajustar.
- Superfície anti-derrapagem para maior segurança.
- Acessível à cadeira de rodas.

## SIMPLES DE OPERAR



Com pressão em um botão a altura do degrau é ajustada no ritmo de seu paciente.  
Alcance dos ajustes: de 0 a 16,5 cm (6,5 pol).

## ACESSÓRIOS



### RSR - RAMPA CONVERSÍVEL DA ESCADA

Um acive mais moderado – mais fácil para os pacientes vencerem. Com o movimento de uma alavanca, o CSR pode ser convertido com três pequenos degraus adicionais. Isto proporciona uma subida total de sete degraus! Ele acomoda pacientes que toleram um degrau em uma rampa.




### LHR - CORRIMÕES LONGOS

Corrimões com comprimento extra para terapeutas físicos que desejam expandir o uso do DST como barras paralelas regulares. O LHR tem 50 cm (1,6 pés) mais do que os corrimões regulares, proporcionando 275 cm (9 pés) de barras paralelas horizontais.



### WAH - CORRIMÃO DE LARGURA AJUSTÁVEL DIREITA/ESQUERDA

Um único acessório WAH-1000 permite ao terapeuta estreitar com facilidade a distância entre os corrimões em até 12 cm (4,7 pol). Utilize dois WAH-1000 para centralizar os pacientes nos degraus ou acomodar crianças.



### CSRC - Convertible Stair Ramp Curb

O Curb Convertible Stair Ramp Melhora a transição do chão ao rampa de pacientes. Ele inclui todos os benefícios da RSR e muito mais!

Distribuidor:

Patenteado:

Fabricante:

