



جوائز MVP من قبل

مدرب الدّرج المتحرّك

(Dynamic Stair Trainer)

من بين أكثر المنتجات قيمة في الصّناعة العلاجيّة

"وجد أخصائيو العلاج الطبيعي في سانت جون لإعادة التّأهيل بأنّهم قد بدؤوا بممارسة التدرّب على الدّرج بمرحلة مبكّرة من عمليّة إعادة التّأهيل. تعديل ارتفاع الدّرج قد قام بتسهيل عملية تمييز معالجة المريض من أجل التكيّف مع حاجاته. كما كان التعديل أيضاً موفّر للوقت. فقد ألغى حاجة أخذ المرضى إلى بيت الدّرج. بالإضافة إلى ذلك، فقد سمح لأخصائيي العلاج بزيادة صعوبة الدّرج تدريجياً وذلك عن طريق زيادة ارتفاع الدرجة الواحدة. ووجد أخصائيو العلاج بأن أجهزة التحكم اليدويّة سهلة الاستخدام جداً، والدرايزين سهل التعديل. وأصبح المرضى أقلّ خوفاً، ولم يكن لديهم الإحباط والألم الذي عادةً يلازم الدّرج غير القابل للتعديل. بلغ المرضى عن حسنّ لديهم أكبر في النجاح، الأمان والثقة بالنفس. استمتع أخصائيو العلاج الطبيعي باستخدام DST وهم يودّون الحصول على واحد لقسم إعادة التّأهيل."

إليزابيث بريتوريوس, PT, MPT, NCS



DST هو عبارة عن ضمّ درج قابل للتعديل إلى قضبان متوازية لتدرّب شامل على المشي

DST هو أداة إعادة تأهيل ذات سعر-فعالية عالية التي تسمح للمرضى بإدراك قابليتهم الكاملة في عملية إعادة التأهيل.

الآن مرضى أكثر يمكنهم الاستفادة من آل DST مع الإضافات الجديدة المثيرة!

منافع فريدة من نوعها:


- حلّ كلّ - في - واحد للتدرّب على طريقة المشي والدّرج
- مبرمج لكل فرد بمفرده من أجل حاجة المريض
- يمكن للمرضى التدرّب لوحدهم
- يزيد من حافظ المريض
- يعجّل من عملية الشفاء
- يوفّر من وقت أخصائي العلاج وجهده
- يبيّن ويوثق تقدّم المريض في العلاج

أساسيّ ل:

- مراكز إعادة التأهيل العامّة
- أقسام العلاج الطبيعي
- مراكز إعادة تأهيل القلب
- مراكز إعادة التأهيل الرياضية
- دار المسنين ومؤسسات رعاية ممتدة
- مراكز لخدمات رعاية المرضى



تضمّ الميزات:

- تعديل ارتفاع الدّرج عن طريق الضغط على زر جهاز التحكم اليدوي
- شاشة عرض رقمية ضخمة لتوثيق بيانات سهل وتحفيز المريض
- ارتفاع الدرايزين وعرضه قابل للتعديل
- سطح غير مزلق لأمان أكثر
- يسمح بعبور الكرسي المتحرّك



الضغط على زر يعدّل إرتفاع الدرجة الواحدة حسب خطوة المريض.
مجال التعديل: من ٠ إلى ١٦,٥ سم (٦,٥ إنش)

إضافات آل DST الجديدة لعام ٢٠٠٩



١٠٠٠-CSR (سلم صعود الدرج المتحول)
انحدار أكثر اعتدالا - أسهل لتفاوض بعض المرضى. مع نقرة رافعة يمكن لل CSR التحول إلى ثلاثة درجات إضافية. وهكذا يصبح مجموع الدرج سبعة. ملائم للمرضى الذين يحتملون الدرج أكثر من سلالم

١٠٠٠-WAH R/L (عرض درابزين قابل للتعديل - يمين/ يسار)
١٠٠٠-WAH واحدة تمكّن أخصائيي العلاج من تضيق المسافة بين الدرابزين حتى ١٢ سم (٤,٧ إنش).
استخدم ١٠٠٠-WAH اثنتان لتمرکز المرضى على الدرج و/أو لتكيف العلاج لطب الأطفال.

١٠٠٠-LHR (درابزين طويلة)
درابزين طويلة زيادة للمرضى الذين يودّون توسيع استخدام آل DST كقضبان متوازية عادية.
آل LHR هي ٥٠ سم (١,٦ قدم) أطول من الدرابزين العادية, و ٢٧٥ سم (٩ قدم) هو طول القضبان المتوازية أفقياً.

DISTRIBUTOR

PATENTED

MANUFACTURER



www.dpemed.com