

Prix MVP de Thérapie: Dynamic Stair Trainer



Parmi les produits les plus précieux dans l'Industrie de Thérapie!

"Les thérapeutes de St. John Réhabilitation ont découvert qu'ils commençaient à Pratiquer l'entraînement des escaliers au stade primaire du processus de réhabilitation. L'ajustement de la hauteur des marches rendaient plus facile l'individualisation du traitement du patient qui est adaptée aux besoins du patient. L'ajustement constituait également un gain de temps. Il éliminait le besoin de prendre les patients à une cage d'escalier. De plus, il permettait aux thérapeutes d'accroître graduellement le niveau de difficulté des escaliers en accroissant la hauteur de la marche. Les thérapeutes ont découvert que les contrôles manuels étaient d'usage facile et que les rampes étaient faciles à ajuster. Les patients ont exprimé moins de peur, de frustration et de douleur que celles généralement associées à des escaliers non-ajustables. Les patients ont reporté une grande sensation de succès, de sécurité et de confiance en soi. Les thérapeutes ont apprécié l'usage de DST (Dynamic Stair Trainer = Entraîneur dynamique d'Escalier) et voudraient en avoir un dans le département de réhabilitation."

Elizabeth Pretorius, Physiothérapeute, M edizinische Physiothérapeute, NCS



DST est une combinaison unique de marches ajustables et de barres parallèles pour un entraînement **COMPLÈT** de marche.

DST est un appareil de réhabilitation rentable permettant aux patients de réaliser tout leur potentiel de réhabilitation.

A présent, plus de patients peuvent bénéficier du DST grâce à son nouvel accessoire excitant!

Avantages uniques:

- Toutes les solutions en une pour l'entraînement de marche et d'escaliers.
- Programme individuel adapté aux besoins du patient.
- Les patients peuvent s'exercer eux-mêmes.
- Accroît la motivation du patient.
- Accélère le processus de rétablissement.
- Economise le temps et les efforts du thérapeute.
- Documente les progrès du patient.

Wesentlich für:

- Centres de réhabilitation générale.
- Centres de réhabilitation pédiatrique.
- Département de thérapie physique.
- Centres de réhabilitation cardiaque.
- Centres de réhabilitation sportive.
- Centres de soins professionnels et de soins intensifs.
- Centres de consultation externe.

Les caractéristiques incluent:

- Hauteur de marche ajustable grâce à un bouton de commande manuel.
- Exposition digitale étendue permet une documentation facile et la motivation du patient.
- Hauteur et largeur de la main-courante faciles à ajuster.
- Surface antidérapante pour une sécurité supplémentaire.
- Accessible aux chaises roulantes.

De Fonctionnement Simple



Appuyer sur un bouton pour ajuster la hauteur de la marche d'escalier selon les possibilités de votre patient. Registre d'ajustement: de 0 à 16.5 cm (6.5 in.).

ACCESSOIRES



RSR - RAMPE D'ESCALIERS CONVERTIBLE

Une inclinaison plus modérée – plus facile à négocier pour certains patients. Avec la commande simple d'un levier, la rampe d'escalier convertible peut être transformée en trois petites marches supplémentaires. Cela fournira un escalier d'un total de sept marches! Adapté aux patients qui peuvent se servir de marches avec une rampe.




LHR - Longue main-courante

Mains-courante extra-longues pour les thérapeutes qui désirent étendre l'usage du DST à des barres parallèles. La main-courante est plus longue de 50 cm (1.6 ft.) que les mains-courantes usuelles, fournissant 275 cm (9 ft.) de barres parallèles horizontales. O LHR tem 50 cm (1,6 pés) mais do que os corrimões regulares, proporcionando 275 cm (9 pés) de barras paralelas horizontais.



WAH - largeur de main-courante ajustable Droit-Gauche

Un simple WAH-1000 permet au thérapeute de diminuer facilement la distance entre la main-courante jusqu'à 12 cm (4.7 in.) U tiliser deux WAH-1000 afin de centrer les patients sur les marches et/ou de rendre la tâche plus facile aux pédiatres.



CSRC - Convertible escalier rampe Curb

Le Curb Convertible escalier rampe améliore la transition des patients du sol au-rampe. Il comprend tous les avantages de la RSR et beaucoup plus!

Distributeur:

Breveté:

Fabricant:

